



# KthES21




位相差像 (x4) Bar:300 $\mu$ m



染色体 46XX

<b>NANOG+</b>	<b>99.3%</b>
<b>POU5F1+</b>	<b>99.5%</b>
<b>SOX2+</b>	<b>90.4%</b>
<b>TRA1-81+</b>	<b>99.8%</b>
<b>TRA1-60+</b>	<b>100.0%</b>
<b>SSEA4+</b>	<b>100.0%</b>

未分化マーカー(FACS)



分化前及び分化培地 Stemdiff™を用いて5~7日三胚葉への分化誘導を行った後 hPSC Scorecard™を用いて解析 (変法)